

# 乳がん術後の選択肢 人工乳房



温泉旅行に  
普段使いに

マエダモールドの人工乳房は、国からの事業認定を受けております※P.01

株式会社 **マエダモールド**

## ごあいさつ

マエダモールドは1954年（昭和29年）に常滑焼の石膏型を作るために、私の祖父が創業しました。

マエダモールドの“モールド”というのは”型“という意味です。

世の中に存在している多くの製品は“型”から作られています。

-よい製品はよい型から生まれる-

創業以来、時代の変化に合わせて、衛生陶器やファインセラミックス、建材など  
様々な分野の“型づくり”をおこなうことで、お客様の製品づくりへの貢献をしてきました。

2011年に前田一美が、この“型づくり”の技術を「もっと人のために活用したい」

という思いで始めたのが人工ボディ事業です。

人工乳房は当社がつくった、型以外の初めての製品でした。

人工乳房も自社でつくった“型”が元となって生み出された製品です。

当社が大切にしている「すべてはお客様のための型づくりである」という考えのもと

企業理念を「お客様に寄り添った型づくり」と制定しました。

それまでは研究職の方や商品を生み出す設計者やデザイナー、工場の製造に関わる方々がお客様でしたが

人工乳房は乳がんを患われた女性がお客様です。

がんと診断され、深い悲しみや絶望を経験されたお客様に寄り添うことは

言葉でいうほど簡単ではありません。

それでも私たちは、「お客様に寄り添う」ことを企業理念として

お客様が、より豊かな人生を歩まれるために

マエダモールドと出会えて良かったと心から思っていただけよう

取り組んでいきたいと思っています。

2015年には地域資源活用事業計画「常滑焼に用いる石膏型の製造技術を活用した人工乳房」が

国の事業認定を受けました。

また2019年には当社を題材にして名古屋テレビ放送が制作したドキュメンタリー番組

『常滑エピテーゼ 〜カタチとところ〜』が、ABU2019賞「テレビ・ドキュメンタリー部門審査員特別賞」

を受賞されたことは、当社にとっても大変光栄なことと感謝しております。

2024年5月に当社は創業70年を迎えます。

これからもお客様に寄り添った型づくりの企業理念のもと、

さらなる努力を続けてまいります。

令和5年12月 代表取締役 前田茂臣



70周年の感謝をこめて

**70<sup>th</sup>**  
ANNIVERSARY

## マエダのプレストケア

## 自分らしく毎日を歩むための 「きっかけ」をあなたに

このパンフレットを手にとっていただきありがとうございます。

私たち株式会社マエダモールドは、古くから常滑で石膏型をつくってきた会社です。

その技術を活かして人工乳房をつくっております。

日本人女性の9人に1人が乳がんと診断され、

そのうち乳房を切除しなくてはならないケースも少なくありません。

私たちの使命はそのような女性の方々に人工乳房という

ひとつの選択肢をご提案することだと考えております。

そのために私たちは人工乳房を通してお客様が自分らしく歩むための「きっかけ」を  
見つけていただけるように、真摯にカウンセリングに取り組んでおります。

乳がんなどで乳房を失った方が、私たち相談員とお話するうちに


安心感を持っていただき、人と人とのつながりにより、

世の中に少しでも笑顔が増えればと心から願っております。



株式会社 マエダモールド  
事業部長 前田 一美

## あなたに合った人工乳房はどれ？







人工乳房【ロイヤルプラス】  
RoyalPlus



入浴可



接着剤使用

## ロイヤルプラス 接着剤使用 / 装着タイプ

まるで羽根のような軽いつけ心地  
肌になじむキレイな着彩と透明感

- 温泉やプールで使えます。
- 接着剤をつけず、そのままパッドのような感覚でも使えます。

■ 価格: 14ページの料金表をご覧ください。

詳しくはP04~06へ



裏面

<通常タイプ>



<粘着タイプ/オプション>

裏面がお肌にピタッとくっついてずれにくく、安定するので、普段使いはもちろん運動する時も快適です。



粘着  
シリコン



▲右胸全摘出


使用商品:  
ロイヤルプラス/規格品  
サイズ:A右

規格品

### 自分に合ったサイズと色を選ぶ

自分に合った乳房サイズ、肌色、ニップルの色をご用意してある中から選びます。

乳房サイズ4種×左右



肌色4種



ニップル色3種



乳輪の大きさは  
約3cm~4cmです

セミオーダー



規格品の4種類の乳房からご自分に合ったサイズを選んでいただき、ご本人のお肌の色に合わせて色付けするセミオーダーもごございます。

※サイズや色は、相談会で試着しながら相談できます。相談会の予約方法はP.18へ



ロイヤルプラスが、あなたのライフスタイルを  
さまざまなシーンで応援します！



SCENE. 01

スーツを着て毎日通勤。  
帰りはウィンドウショッピング♪

接着剤はつけずに、そのままパッドのような感覚でブラ  
ジャーの中に入れてください。美しいラインが出ます。



接着剤を  
つけなくても  
大丈夫！

裏



SCENE. 02

胸の開いたお気に入りのドレスで  
パーティーへ

胸元の部分に接着剤をつけてください。  
透明感が出て境目が分かりにくくなります。  
下はブラジャーがおさえてくれますから大丈夫です。



胸の内側に  
接着剤を塗る

正面



右胸裏



SCENE. 03

週に一度のフラダンスレッスンへ。  
体を動かしてリフレッシュ！

接着剤を上と下に3箇所つけてください。  
とても安定します。  
(スポーツによって、つけ方は変わります)



3ヶ所に  
接着剤を塗る


正面



SCENE. 04

自分へのご褒美^^  
気心の知れたお友達と温泉旅行♪

ヒラヒラの部分にぐるりと1周、接着剤をつけてください。  
乳房をひっぱって取れなければ大丈夫です。  
とっておきのひとときをお過ごしください。



ぐるっと一周  
接着剤を塗る

裏

人工乳房のつかい方

つける前の準備




正面から見て  
左右対称に

①鏡を見ながら  
位置をきめる。

②皮膚保護剤を  
つける箇所にスプレーする。

つけた



ひらひら部分

うら


接着剤

調整しながら  
あわせて！

①接着剤を人工乳房の裏面の  
ひらひら部分に丁寧に塗る。

②左右のバランスを見ながら  
貼りやすい位置からゆっくり  
貼ってください。

はずしかた



専用リムーバーを、人工乳房の上  
端部に浸すようにつける。めくれて  
きたら、そこから接着剤の層と皮  
膚の間に染み込ませながらゆっく  
りとはがす。  
お肌に残った接着剤も綺麗に除去  
し、ぬらしたタオル等で最後はお肌  
を拭き、保湿ケアをしてください。

お手入れ

①ヒラヒラ部分に残っている接着剤を、リムーバーコットン  
できれいに取り除きましょう。  
②ボディソープやハンドソープ等で  
洗浄します。  
③よくすすいだ後、水分をふきとり  
通気性の良い所で乾かします。

大切なポイント！  
外したら  
すぐキレイに！

接着剤の残りをそのままにしておくと、厚み  
となり、きれいな接着ができなくなったり、  
劣化や破損の原因になったりします。その日  
のうちにしっかり落としましょう！

■ケア用品

皮膚保護剤／接着剤／リ  
ムーバーの3点セットです。  
ロイヤルプラスをご使用の  
際に温泉に入ったりスポー  
ツをする時などに必要です。







人工乳房【ロイヤルフィット】  
RoyalFit



入浴不可 接着剤不使用

## ロイヤルフィット 接着剤不要 / 粘着タイプ

粘着シリコンが柔らかにフィット  
パッド感覚で気軽に使えます

- 感触が柔らかくそのまま貼り付け下着でおさえて  
普段のお洋服の補整に使えます。詳しくはP08～09へ

■ 価格：14ページの料金表をご覧ください。




### 規格品

## 接着剤不要の粘着シリコンで肌にぴったりフィット

☑ 接着剤不使用

☑ 自分に合ったサイズと色を選ぶ  
自分に合った乳房サイズ、肌色、ニップルの色  
をご用意してある中から選びます。

### 乳房サイズ4種×左右



### 肌色4種



### ニップル色3種



乳輪の大きさは約3cm～4cmです

☑ 粘着シリコンで優れたフィット感



肌に吸い付くような粘着力



とても柔らかい高品質シリコン

※サイズや色は、相談会で試着しながら相談できます。相談会の予約方法はP18へ

### <ロイヤルフィット使用イメージ>



右乳房を  
全摘出した場合

そのまま肌に  
べたっと貼付ける

ぴったり  
粘着!

粘着シリコンなので、  
ずれ落ちにくい!



普段お使いの  
ブラジャーで  
上からサポート

写真のブラは  
グンゼのキレイラボ♪

### ■ 下着

毎日もっと、よく  
GUNZE



肌がよくこぶスキンウェア

KIREILABO®

肌が実感できる快適さと美しさ。  
キレイラボは肌がよくこぶスキンウェアです。



ロイヤルフィット

## 日常を快適にサポート! 「ロイヤルフィット」の3つの特長



### SCENE. 01

下着感覚で毎日使える  
カンタン着脱

肌にぴったり粘着させるだけなので  
着脱が簡単。肌にすっと吸い付く粘  
着力とフィット感が自慢です。

ブラジャーを  
つけるのと  
同じ感覚ね♪



### SCENE. 02

アウターにひびかないから  
おしゃれも楽しめる

柔らかな高品質シリコンを使ってい  
るので見た目のシルエットもとても  
自然。着るお洋服も選びません。

自由に  
おしゃれを  
楽しめる!



### SCENE. 03


スポーツシーンでも  
大活躍

ずれにくい粘着シリコンが肌にしっ  
かり貼り付くので動いても安心。ス  
ポーツも気兼ねなく楽しめます。

しっかりくっつい  
ているから安心



つけかた



鏡を見て上下左右  
自分の胸のバランスに  
合わせてね

①鏡でバランスをみながら  
そっと押し当てる



②いつものようにブラジャー  
をつけて胸の位置を整える



③服を着た後、鏡の前で  
必ず最終チェック!

使用後のお手入れ

粘着部分に皮脂やホコリが付着したままになっていると粘着力が弱くなります。ボディソープやハンド  
ソープでよく洗っていただき、けば立たないキッチンペーパーなどで水分をふき取ってください。



## その他ラインナップ

このページの商品はネットショップにて直接ご購入いただけます。

詳しくはこちら



## 人工ニップル 接着タイプ / 粘着タイプ

乳房再建をされた方のために温泉用と普段使いの2種類をご用意

温泉用 接着タイプ



温泉用は、液体の接着剤を使って貼り付けるタイプで、  
温泉でご使用になることができます。


普段用 粘着タイプ



普段用は、裏面が粘着素材でできていて、素材の粘着力  
によってお肌に貼りつくタイプです。


## シリコンパッド

粘着シリコンがお肌にフィット  
ブラジャーに収まる4サイズをご用意



## ニップルカバー

再建後の乳頭を保護



NPC-1 ご考案 (共同開発)

愛知医科大学病院 形成外科 梅本泰孝 医師

再建した乳頭は着衣によって圧迫されると、平坦になっ  
てしまうことがあります。そこで株式会社マエダモー  
ルドの粘着型人工乳房の技術に着目し、再建した乳  
頭を保護する「ニップルカバー」の開発を依頼しました。  
このカバーは特殊な柔らかい粘着性シリコンででき  
ており、接着剤を必要としないため肌への負担がかかり  
ません。既にご利用になられている患者様からは、装  
着が簡単でズレることも少なく使いやすい、とご報告  
いただいております。




—Custom-made—  
オーダーメイドの人工乳房

左右対称にしたい、左右のバランスを取り戻したい  
「全摘出手術」「部分摘出手術」をされた方へ

3Dオーダー

3D測定で自分の乳房の形と左右対称につくる




3Dスキャナーにより、わずか10秒でお体の立体形状を測定  
スキャンデータを元にパソコンで左右対称な形をつくり、乳房の元となる原形をつくります。  
お客様の負担を最小限に抑えることができる国内初の製作方法です。  
着色はご本人のお肌の色を見ながら着色します。


フルオーダー

3D測定で、大きさも形も裏面の手術痕にもすべてぴったりフィット

自分の胸に合った形や大きさをお望みの方、手術痕にピッタリ合うようにフィット感も重視して作りたいという方、規格品の形状では合わない方に向いている商品です。もちろん着色もオーダーメイドです。



乳房の外側も内側も  
ぴったりフィット



複雑な手術痕もスキャンしてデータ化


温存手術で左右のバランスが  
変わってしまった方へ

温存手術用＜部分乳房＞


3Dスキャナーで測定し、左右の違和感が目立ちにくくなるようにおつくりします。  
人工乳房を部分的に貼付けることによって形を整えます。




足りない部分を  
補うぴったりフィットの  
部分的乳房



◀両胸全摘出  
使用商品：  
ロイヤルプラス  
3Dオーダー  
サイズ：特別仕様



Before



After

◀右胸全摘出  
使用商品：  
ロイヤルプラス  
フルオーダー

掲載している写真はお客様の許可をいただいています。写真の無断転載・使用はご遠慮ください。

人工乳房（オーダーメイド）製作の流れ



STEP 1  
ご来社

個別相談(カウンセリング)

まずは人工乳房についての詳しいご説明と、お客様の手術後のライフスタイルについてお聞きします。接着剤やシリコンがお肌に合うかどうかのパッチテスト、ベース色の選定、下着のアンダーライン等を確認させていただきます。



ご不便なことや、  
ご希望を  
お聞かせください

STEP 2  
ご来社

測定 [3Dスキャン・ニップル型取り]

3Dスキャナーを使用し、おからだを測定します。(所要時間5～10分)再現性を重視するため、ニップルは型取りします。



STEP 3  
製作期間約1ヶ月

原形製作

スキャンデータをもとに、3次元データを製作し機械加工により正確に削り出して人工乳房の粘土原形を作製します。




パソコン上で  
左右対称の  
かたちをつくります

STEP 4  
ご来社

原形調整

粘土の原形をおからだに合わせ、腕やからだを動かしていただきながら違和感がないように細かな部分を調整します。

※3Dオーダーの方はご来社は不要です。



3Dでつくるので  
ぴったり

STEP 5  
製作期間約1ヶ月

製品製作

粘土原形を元に、石膏型をおこし、シリコンで製品をつくります。



いよいよ  
これから  
色付け

STEP 6  
ご来社

色合わせ／仕上げ

作成した人工乳房をお客様のお体に当て、色つけを行います。  
肌や血管の様子までリアルに再現します。色つけの後、コーティングを施し、約1週間後に完成です。

STEP 7

お届け

宅急便で商品を発送させていただきます。  
(商品を知られないようにご配慮いたします)




ご納品

お客様の笑顔が印象的です！

## 規格品が選ばれる理由

じつは!

ご購入された**97%**の方が  
《規格品》を  
お選びいただいています。



### 規格品ってなに？

お客様のお体に最も合うサイズと色を選んでいただき、  
ご注文をいただいてから作り始めるお客様一人おひとりのための**受注生産品**です。

※規格品は、弊社オリジナルの規格に合わせて作る商品ですので、左右の対称性やお色にこだわりたい方はオーダーメードを選んでいただくことをお勧めします。



オーダーメードとの一番の違いは、  
オリジナルの型を利用することで  
価格を安く抑えることができる点なんです。

### 規格品をお勧めできる理由

REASON

**01** 人間の体は  
必ずしも左右対称ではない

反対側の胸の形と全く同じではなくても  
気にならない場合もあります。

REASON

**02** 年を重ねると、  
体型に変化が訪れる事もある

オーダーメードに比べると価格が優しいため、体型が大きく  
変わった時に再度購入しやすいメリットがあります。

REASON

**03** ファンデーションのように  
自分の肌に近いものを選べる

日本人の肌は共通する色味を持っているため、  
ポイントを押さえれば比較的自然に見えます。

ご自身のお胸の形と全く同じに作ることができるオーダーメードに対し、規格品はある程度の形や色が決まっていますが、  
規格品でも十分に間に合わせることができる場合があります。  
個別相談にて、実際の人工乳房をご試着いただけますので、ぜひお試しください。

### アンケート 結果

**貼り付け式人工乳房 ロイヤルプラス ご購入者アンケート** (回答数 60 名)  
常滑市民病院外科 岡田明子先生 第23回日本乳癌学会学術総会発表ポスター (2015)より抜粋

#### 【ご購入の目的】 複数回答可

温泉に入りたい ..... 73% (44人)  
精神的な安心感、満足感を得るため ..... 47% (28人)  
普段使いのボリュームとして着きたい ..... 25% (15人)  
胸の開いた服やボディラインが出る服が着たい ..... 23% (14人)  
パッドのようにずれを気にすることなくスポーツがしたい ..... 18% (11人)  
人に見られる職業なので着きたい ..... 5% (3人)

#### 【ご購入の決め手】 複数回答可

品質 ..... 75% (45人)  
担当者の話 ..... 50% (30人)  
価格 ..... 47% (28人)  
その他 ..... 12% (7人)  
<その他内訳> 試着した時、喜びを感じた／担当者が親身に話を聞いてくれた／医師や看護師の勧め／再建術より好印象／学会会場で実物を見た

## 価格表

2013年5月～の価格表です。改定される場合がありますので、必ずホームページ等で事前にご確認ください。

| 種 類              |         |                             |                      | 価 格                                                            |
|------------------|---------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 人<br>工<br>乳<br>房 | 《規格品》   | ロイヤルフィット                    | A                    | 165,000 円 (税抜価格 150,000 円)                                     |
|                  |         |                             | B                    | 170,500 円 (税抜価格 155,000 円)                                     |
|                  |         |                             | C                    | 176,000 円 (税抜価格 160,000 円)                                     |
|                  |         |                             | D                    | 181,500 円 (税抜価格 165,000 円)                                     |
|                  |         | ロイヤルプラス                     | A～D                  | 214,500 円 (税抜価格 195,000 円)                                     |
|                  | 《オーダー品》 | ロイヤルフィット                    | 3Dオーダー *<br>(表面形状)   | 440,000 円 (税抜価格 400,000 円)                                     |
|                  |         |                             | フルオーダー *<br>(裏面形状まで) | 部分摘出用 440,000 円 (税抜価格 400,000 円)<br>605,000 円 (税抜価格 550,000 円) |
|                  |         | ロイヤルプラス                     | 3Dオーダー *<br>(表面形状)   | 495,000 円 (税抜価格 450,000 円)                                     |
|                  |         |                             | フルオーダー *<br>(裏面形状まで) | 部分摘出用 495,000 円 (税抜価格 450,000 円)<br>660,000 円 (税抜価格 600,000 円) |
|                  |         | ケア用品3点セット (皮膚保護剤・接着剤・リムーバー) |                      | 13,750 円 (税抜価格 12,500 円)                                       |
|                  |         | 皮膚保護剤                       |                      | 2,860 円 (税抜価格 2,600 円)                                         |
|                  |         | 接着剤                         |                      | 6,600 円 (税抜価格 6,000 円)                                         |
|                  |         | リムーバー                       |                      | 4,950 円 (税抜価格 4,500 円)                                         |

※納期に関して …… 受注状況によります。詳しくはお問い合わせ下さい。

\* マークがついている商品はご本人に合わせながら着色をする商品です。着色の際は常滑本社にお越しいただく必要があります。

### オプション価格表

| 種 類         | 価 格                      | 備 考           |
|-------------|--------------------------|---------------|
| ロイヤルプラス 粘着式 | 49,500 円 (税抜価格 45,000 円) | ロイヤルプラス全種類に適用 |

※その他のオプションについては、ホームページをご覧ください。

商品についてご不明な点がありましたら女性専用ダイヤルへお気軽にお問い合わせください。

## 長く使っていただくための安心アフターサービス

- 購入後は何年でも電話相談が受けられます(通話料はかかります)
- 接着剤などのケア用品がいつでもお手頃価格で購入いただけます



点検

気になることがあればいつでも  
無料点検させていただきます。

修理  
保障

品質には十分気を付けて製作しておりますが、万が一、  
商品に不良が見つかった場合は無償で修理させていただくか  
新品にお取替え致します。経年劣化やお客様都合による故障は  
状態を見させていただき、お見積もりをご提示させていただきます。



## お客様の声

ダイビングに行って来ました。  
乳がんを克服しても不安な気持ちに  
なることはありますが、こうやって綺  
麗な世界を見ることが出来るんです。  
それが生きるって  
ことなんですね。

(神奈川県/50代)

もうこれで友達との温泉旅行も  
終わりだと思っていましたが、  
おかげ様で楽しく行くことができるようになり  
喜んでおります。(長野県/70代)

粘着式規格品を選びました。  
普段の生活なら、  
これだけで全く問題ありません。  
またお手入れが楽なもの  
いいですね。シリコンなので  
衛生的で熱に強く、  
お風呂のついでに洗っています。  
(愛知県/40代)

パットと違い、乳房の形を  
しているのとお洋服を着た時に  
とてもきれいな自然なラインが  
出て大変感激いたしました。  
今まで着れなかった服が着れて  
とても嬉しいです。(福岡県/40代)

うまく貼りつけることが、  
なかなかできませんでした。  
ご指導していただいたら  
上手にできるようになりました。  
友人と楽しく温泉旅行に行っています。  
(福島県/60代)

こちらのこもった対応をしていただき、  
マエダモールドをお願いして  
よかったと実感しています。  
心の支えをつくっていただき、  
おかげで毎日元気に過ごしています。  
(東京都/30代)

わたしのような  
温存手術の人にとっても  
希望になると思います。  
(千葉県/50代)



HPで最新の「お客様の声」も  
紹介しています！

# 個別相談会場のご案内

専門女性スタッフがご相談を承ります。ご試着も可能です。

※会場は変更する場合がございます

45分  
完全  
予約制

オンライン相談も開催中！ ▶ 詳しくは P17

会場へ行けない方にもおすすめ！対面しているのと同じ  
ような感覚でカウンセリングができます！

## 《本社個別相談会場》

### ●常滑サロン●

〒479-0821

愛知県常滑市瀬木町3-60

《アクセス》


《電車》

・名鉄線「常滑駅」で下車、タクシーで約6分

《お車》

・セントレアライン「常滑IC」より約6分

・中部国際空港より約15分（「りんくうIC」降りる）



マエダモールド本工房（常滑サロン）

ホームページではお客様の声のほかにも、  
人工乳房や乳がんに関するコンテンツを掲載しております



マンガでわかる！人工乳房  
続・おっぱいがたいへん！！

漫画家さかいひろこさんによるエッセイマンガです。  
相談会から製作現場まで、実際に足を運んで取材をしていただきました。  
皆さまの参考になれば嬉しいです。



乳がん経験者の著名人の方との  
対談企画・スペシャルインタビュー

「彼女失格」などの乳がん奮闘記を執筆された松さやかさん、株式会社サ  
イフサカスCEO 西部 沙緒里さんを招いて、弊社人工ボディ事業部長が乳  
がんや人工乳房について対談を行いました。

### ●新橋オフィス●

〒105-0004

東京都港区新橋2-20-15

新橋駅前ビル1号館4階フィルポート

《アクセス》

1. JR新橋駅の汐留改札（地下1階）を出てそのまま進み  
新橋駅前ビル1号館に入ってください。

2. 新橋駅前ビル1号館内のエレベーターで4階に上がってください。

3. 4階フロアでPhilport（フィルポート）の入口から入ってください。



各地の相談会場は  
ホームページを  
ご覧ください



相談員が各地の病院・クリニック、ホテルなどに訪問いたします。  
詳しくは、女性専用ダイヤルへお気軽にお問い合わせください。

TEL.0570-0810-88

受付時間  
平日 8:30~17:00  
土祝営業日 8:30~16:30

マエダモールド人工ボディ専用サイトはこちらです → <https://www.maeda-mold.co.jp/body>





## 対面しているのと同じような感覚で カウンセリングができます。

オンラインカウンセリングは、専用のソフトは不要です。  
お客様側にネット環境とパソコンがあれば、大丈夫です。



### ▶ オンラインカウンセリングの手順

01

まずはお電話でカウンセリングのご予約をお願いします。



0570-0810-88

オンライン  
相談の  
詳細はこちら



02

カウンセリング当日、  
お電話でオンラインルームのご案内をいたします。

お電話がつながった状態で  
パソコンの画面でご説明させていただきます。



サンプルを見る・触ってみる・試着できる /

## 無料「個別相談」お申し込みの流れ

相談員は100%女性なので、安心してお気軽にご相談頂くことができます。  
事前に「メール」や「電話」でのやりとりも可能です。

### 1 お申し込み

予約カレンダーにて、ご希望の会場の空き状況を確認して、  
ネット予約または電話予約にてお申込みください。  
ご希望の会場で、開催予定がない場合はお電話ください。  
※規格品をご希望の場合でも個別相談が必要です。



インターネット予約  
相談会予約カレンダー



電話予約  
0570-0810-88

### 2 相談会場へ行く

予約した日時に会場にお越しいただきます。  
会場は常滑サロン、新橋オフィスの他、  
ホテルや病院でも行っております。

常滑サロン



マエダモールド  
人工乳房  
個別相談について

●ホテルや会議室などを利用する相談の会場に設置されている看板には、「乳がん」「人工乳房」などの言葉を一切使用しないよう配慮しております。  
※看板には「マエダモールド相談会」と記載しています。

●相談の会場がわからない場合は、お気軽にお電話やメールにて、事前にお問い合わせください。メール等で地図などを添え、ご案内させていただきます。

### 3 個別相談

1対1の個別相談です



相談員が商品について説明します。試着もしていただくことができます。  
わからないことや不安なこと、なんでもご相談ください。

【ご注文をいただく場合】

規格品…製品の種類、サイズ、色を決めていただきます。  
1度の面談で完成品まで製作しますのでその後、ご来社いただく必要はございません。  
オーダー品…お体測定の日にちなど、日程を決めていただきます。  
商品の完成まで2回～3回ご来社いただく必要があります。

### 4 相談終了

相談終了後、ご注文をいただいた場合は、  
製作を開始します。製品が完成したら、  
宅急便で送らせていただきます。  
(お送りするときは、製品の名称を知られないよう配慮いたします。)



丁寧に製作させていただきます。  
お待ちしております。



じんせいには うれしいことが  
まだまだ たくさんつまってる



ご予約・ご相談



女性専用ダイヤル

女性スタッフが対応いたします

0570-0810-88

受付時間

平日8:30～17:00 / 土曜・祝日営業日8:30～16:30

カウンセリング中など、出られない時がありますので、ご了承ください。  
ホームページにも休日カレンダーを掲載しております。

メール&ホームページのお問い合わせフォームからは24時間受付中

✉ [body@maeda-mold.co.jp](mailto:body@maeda-mold.co.jp)



ホームページ

製品についての最新情報や、個別相談のスケジュールは、  
ホームページ上でご確認ください。

<https://www.maeda-mold.co.jp/body/>

マエダモールド 人工乳房

検索

MAEDA  
MOLD

株式会社 マエダモールド

常滑サロン 〒479-0821 愛知県常滑市瀬木町3-60

本社兼工場 〒479-0041 愛知県常滑市千代48-1

人工ボディ事業部 TEL:050-3786-2110



発行年月:2023年12月



マエダモールドはお客様からいただいた個人情報の  
適切な活用と保護のため、プライバシーマークを取得しております。